



ES - EN

W002W  
Manual de instrucciones  
Instruction Manual  
WE 2019-W002W

# CALENTADOR DE CERA (2 CARTUCHOS) DOUBLE-ROLLER WAX HEATER

## ESPAÑOL

### ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• No encender el aparato si el aplicador no se encuentra insertado en la base.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.


### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

**1.** Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU.

**2.** Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU.

### RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

### ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.


La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

### CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	APLICADOR	-	2
2	BASE	-	1



### INSTRUCCIONES DE USO

**1.** Inserte los cartuchos de cera en los alojamientos interiores de los calentadores.

**2.** Conecte el aparato a la corriente y enciéndalo.

**3.** El tiempo de calentamiento de la cera es de unos 20-30 minutos. Tras ese tiempo, podrás empezar a utilizar el aparato.

**4.** Asegúrese de que la piel está completamente limpia y seca antes de comenzar la depilación.

**5.** Deslice el roll-on en la dirección del crecimiento del vello cubriendo una zona de unos 15 cm. Antes de empezar a utilizarlo, asegúrese de que la temperatura de la cera sea la adecuada.

### FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	18,5x15,5x24
	Peso bruto (kg)	0,72
	Tamaño consola (cm)	17x10x25
Características eléctricas	Voltaje nominal	110V ~ 230V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	26 W

## ENGLISH

### WARNING

• Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

• Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

• Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

• Don't connect the power when there is no wax in the wax machine.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

**6.** Utilice una banda depilatoria para eliminar el vello. Presione con la palma de la mano contra la piel para asegurar su adherencia.

**7.** Retire la banda en la dirección opuesta del crecimiento del vello, siempre en paralelo a la superficie que quiere tratar. Tense con la otra mano la piel.

**8.** Después del tratamiento, aplique crema y realice un masaje.

### PRECAUCIÓN

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Para limpiar el aparato, utilice un paño suave impregnado de líquido solvente para limpiar los restos de cera.
- No lo sumerja en agua.
- No utilice el aparato en pieles sensibles o irritadas.
- Evite la exposición solar las 24 horas posteriores a la depilación.
- Haga un uso responsable del aparato y utilícelo en condiciones de seguridad.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Si el cable de alimentación está dañado, diríjase al fabricante o al servicio técnico autorizado.
- Cuando la cera esté caliente, espere un poco antes de aplicarla sobre la piel.

### MANTENIMIENTO

• Apague la unidad cuando la máquina no se utilice.

### WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.


The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

### PACKAGE CONTENTS

• These components are subject to change without prior notice.

• Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	APPLICATOR	-	2
2	BASE	-	1



### INSTRUCTIONS OF USE

**1.** Insert the wax cartridge into the melting wax device inner housing.

**2.** Plug the wax heater to the main supply.

**3.** Heat the wax for about 20 or 30 minutes. Then, you can start using the hair removal device.

**4.** Ensure that the skin is absolutely clean before its use.

**5.** Scroll the product following the direction of the hair growth covering an area of 15-18 cm. Before starting to use it, ensure the wax reaches the right temperature. If the wax is too hot, wait for a while before it cools a bit down.

### TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	18,5x15,5x24
	Gross weight (kg)	0,72
	Product size (cm)	17x10x25
Electrical characteristics	Rated voltage	110V ~ 230V
	Frecuency	50Hz/60Hz
	Rated power	26 W

**6.** Use a hair removal paper strip to remove the hair. Press it with the palm of your hand on the skin.

**7.** Pull it off quickly in the opposite direction of the hair growth.

**8.** Once you finish, use a hydrating lotion or a moisturizer to massage the skin.

### CAUTIONS

- Turn off the power before cleaning.
- Use a soft cloth, dipped into a soluble wax cleaning product, to remove the residual wax from the device.
- Do not soak it into water.
- Do not use this device on particularly sensitive skin or if the patient has other skin problems.
- Avoid the sun and ultraviolet radiation within 24 hours after the hair removal.
- Use the device under safe conditions and make responsible use of it.
- Do not leave children unattended with this device.
- If the power cord is damaged, buy the component at the manufacturer or at an authorised technical service.
- Once the wax has been heated, please wait for a whole before applying it onto skin.

### MAINTENANCE

• Turn off the power when the machine is not being used.



FR - DE

W002W  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
WE 2019-W002W

# CHAUFFE CIRE (SIMPLE) WACHSWÄRMER (1 EINHEIT)

## FRENCH

### ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains) ; ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Ne branchez pas le pouvoir quand il n'y a pas de ciredans la machine de cire.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.


### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

**1.** Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU.

**2.** Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU.

### RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

### BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.


L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	APPLICATEUR	-	2
2	BASE	-	1



### MODE D'EMPLOI

**1.** Insérez les cartouches de cire dans les unités chauffantes portatives.

**2.** Branchez et allumez l'appareil.

**3.** Après environ 20-30 minutes de chauffage, la cire est prête à l'emploi.

**4.** La zone à traiter doit être propre et sèche avant de procéder à l'épilation.

**5.** Tenez l'unité à un angle de 45° par rapport à votre sone de traitement. Roulez la cire sur la peau dans le sens de la pousse des poils, en couvrant une zone d'environ 15cm. Testez une petite quantité de cire pour vérifier que la température vous convienne. Si elle est trop chaude, laissez-la refroidir pendant quelques minutes.

**6.** Appliquez fermement la bande de papier sur la zone de la cire et appuyez la bande avec la paume de votre main pour assurer son adhérence.

### CAUTIONS

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux imprégné de produit solvant pour nettoyer les résidus de cire.
- Ne pas submergez l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sur des peaux sensibles ou irritées.
- Evitez l'exposition solaire les 24 heures après l'épilation.
- Utilisez l'appareil de façon responsable et sous conditions de sécurité.
- Tenez l'appareil hors la portée des enfants.
- Si le câble d'alimentation est abimé, contactez le constructeur ou le service technique autorisé.
- Attendez quelques instants si la cire est trop chaude. Laissez-la refroidir un peu avant de l'appliquer sur la peau.

### MAINTENANCE

- Veillez à éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

© 2018 Weelko  
Vous trouverez plus d'information sur le site:  
[www.weelko.com](http://www.weelko.com)  
Importateur: Weelko Barcelona, S.L.  
ESB65397556

### SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	18,5x15,5x24
	Poids brut (kg)	0,72
	Dimensions produit (cm)	17x10x25
Caractéristiques électriques	Tension nominale	110V ~ 230V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	26 W

## DEUTSCH

### WARNUNG

• Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

• Schließen Sie nicht die Macht, wenn es keinenWachs in der Wachs-Maschine.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

### WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.


Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

### PACKUNGSINHALT

• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	APPLICATOR	-	2
2	BASE	-	1



### GEBRAUCHS

**1.** Legen Sie die Wachspatronen in der Wachsslation rein.

**2.** Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es ein.

**3.** Lassen Sie das Wachs zwischen 20 - 30 Minuten erwärmen. Dann ist das Gerät einsatzbereit.

**4.** Vergewissern Sie sich, bevor Sie anfangen, dass die Haut sauber und trocken ist.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	18,5x15,5x24
	Bruttogewicht (kg)	0,72
	Produktabmessungen (cm)	17x10x25
Elektrische Daten	Nennspannung	110V ~ 230V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	26 W

**5.** Tragen Sie das Wachs milder Rolle in der Haarwuchs richtung etwa 15 cm auf. Vergewissern Sie sich, bevor Sie anfangen, dass das Wachs die richtige Temperatur hat. Warten Sie ein Moment, falls das Wachs zu heiß ist.

**6.** Nehmen Sie Baumwollstreifen und drücken Sie sie auf dem Wachs auf.

**7.** Spannen Sie mit einer Hand die Haut und entfernen Sie die Streifen schnell entgegen der Haarwuchsrichtung.

**8.** Verwenden Sie nach der Behandlung eine parfümfreie Feuchtigkeitcreme und massieren Sie die Zone.

### VORSICHT

• Stellen Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen oder bei der Reinigung.

• Verwenden Sie ein weiches Tuch, das zuvor in einer löslichen Wachs-Reinigungsflüssigkeit getaucht wurde, um das restliche Wachs aus dem Gerät zu entfernen.

• Nicht in Wasser tauchen.

• Nicht auf empfindliche oder gereizte Haut verwenden.

• Meiden Sie die Sonne und UV-Strahlung innerhalb von 24 Stunden nach der Haarentfernung.

• Verwenden Sie das Gerät unter sicheren Bedingungen und benutzen Sie es verantwortungsvoll.

• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gerät.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

### WARTUNG

• Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.

© 2018 Weelko  
Besuchen Sie unsere Webseite für weitere informationen [www.weelko.com](http://www.weelko.com)  
Importeur: Weelko Barcelona, S.L.  
ESB65397556



IT

W002W  
Manuale d'istruzioni

WE 2019-W002W

# SCALDACERA DOPPIO PER CARTUCCE

## ITALIANO

### AVVERTENZA

- Non cercare mai di aprire o ispezionare i componenti o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, contattare il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone del bagno, bagni, ecc. Al fine di prevenire danni dei componenti elettrici dell'apparecchio.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

- In caso di rottura del cavo elettrico, rivolgersi a un professionista che proceda alla sostituzione del cavo, per evitare altri rischi o contattare il fornitore dell'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di rottura delle microsfere di vetro, poiché sono sporche e difficili da pulire.

### DICHIARAZIONE DI CONFERMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

### RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo viene indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa.

Per assicurare un trattamento dei rifiuti adeguato, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

### BENVENUTI!


Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è possibile ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta dell'apparecchio. L'azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

### CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Questi componenti sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTE.
1	APPLICATEUR	-	2
2	BASE	-	1



### ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Inserire le cartucce negli spazi interni degli scaldacera.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e accendere.
- Il tempo di riscaldamento della cera é di circa 20-30 minuti. Trascorso questo tempo, é possibile iniziare a uti lizzare il dispositivo.
- Assicurarsi che la pelle sia completamente pulita e as ciutla prima di iniziare la depilazione.

- Utilizzare le strisce depilatoria per rimuovere i peli. Far scorrere il rullo sulla striscia per applicare la cera coprendo una superficie di circa 15 cm. Prima di iniziare, assicurarsi che la temperatura della cera sia adeguata. Se la cera é troppo calda, attendere che si raffreddi un po'.
- Applicare la striscia sempre parallelamente alla superfi cie da trattare. Premere la striscia con il palmo della mano contro la pelle per assicurarne l'aderenza.
- Rimuovere la striscia in direzione opposta alla crescita dei peli, e con l'altra mano stendere la pelle, soprattutto nelle aree di maggiore flaccidi á
- Dopo il trattamento, applicare della crema e effettuare un massaggio.

### PRECAUZIONI

- Staccare la spina prima di pulire il dispositivo.
- Per la pulizia, utilizzare un panno soffice precedente mente impregnato in un liquido solvente per pulire i residui di cera.
- Non immergere in acqua.
- Non utilizzare su pelli sensibili o irritate.
- Evitare l'esposizione al sole nelle 24 ore dopo la depila zione.
- Fare un uso responsabile dell'apparecchio e utilizzarlo in modo sicuro.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione é danneggiato, rivolgersi al produttore o a un centro di assistenza autorizzato.

### MANTENIMENTO

- Spegnere l'unità quando la macchina non viene utilizzata.

© 2018 Weelko

Visita il nostro sito per maggiori informazioni:  
[www.weelko.com](http://www.weelko.com)

Importatore : Weelko Barcelona, S.L.

ESB65397556

### SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo	18,5x15,5x24
	Peso lordo (kg)	0,72
	Dimensioni consola (cm)	17x10x25
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	110V ~ 230V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	26 W