



EN
WKB009
Instruction Manual
WE-2022-WKB009-1

PRESSOTHERAPY + THERMOTHERAPY + ELECTROSTIMULATION

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

- Do not use on pregnant women, on people with pace-makers (any electrical or rhythmic heart-regulating device) or with skin infections.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

- Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU

- Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU


RECYCLING

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF	CANT.
1	RIGHT LEG	-	1
2	LEFT LEG	-	1
3	RIGHT ARM	-	1
4	LEFT ARM	-	1
5	RIGHT FOOT	-	1
6	RIGHT FOOT	-	1
7	WAIST	-	1
8	CABLE BLANKET	-	1
9	TUBES	-	1
10	BIG ELECTRODES	-	10
11	SMALL ELECTRODES	-	10
12	CABLES WITH 10 OUT-PUT CONNECTORS	-	2
13	ELASTIC BELTS WITH VELCRO	-	20
14	MAIN UNIT	-	1
15	POWER CORD	-	1


INSTRUCTIONS OF USE

- Connect the power cord via the rear panel.
- Connect the tubes properly to the rear panel. The bigger plug is for pressotherapy cables. Thermotherapy goes connected to the Inf plug. Also connect the cables of the EMS electrodes properly to the rear panel. Connector with cables from 5 to 9 is to be plugged on the left and from 0 to 4 to be plugged on the right.
- Place the blanket with the cables on a flat surface so that the patient can lay down on it. Cover the blanket with disposable paper to ensure the best hygienic conditions.
- Wrap the suit around the user's body. Remember to use a disposable garment underneath the pressotherapy suit.
- For the EMS electrodes, clean the skin with some alcohol before placing the electrodes. Place them on the desired areas: small electrodes are for small areas such as arms, abdomen and shoulders and big ones for legs and back. The red cable is the positive pole and the black one is the negative. Use conductive gel on the electrode before placing them in contact with the skin. Use the elastic belts to hold the electrodes in touch with the skin.
- In the thermotherapy function, the device is equipped with 5 treatment sections. Temperature can be adjusted separately in each section.
- For the electrostimulation function, the "MODE" menu allows choosing the working frequency for the electrostimulation in 4 programs A, B, C and D. The figure on the screen allows adjusting intensity independently on each electrode from 1 to 15. The "TIME" menu is used to adjust the treatment time. The default duration is 30 minutes. The three functions can be used at the same time.
- Press "PLAY/PAUSE" to begin or pause the treatment.

- In the pressotherapy function, the "MODE" menu allows you to choose between four programs. It is recommended to choose the programs depending on your patient's needs.
- Mode A fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 1 is inflated. Section 1 is deflated when section 2 is inflated and so on from one section to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.
- Mode B fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 2 is inflated. Section 1 is deflated when section 3 is inflated and so on from one side to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.
- Mode C fills with air sections from 0 to 9. First section 0 is inflated, then section 1, later section 2 and so on through all sections. At the end, the program starts again from section 0.
- Mode D fills with air the three sections at the same time: legs, abdomen and arms from bottom to top.

If you want to work on a specific area, the device allows to choose sections separately and adjust the inflation intensity of each section. You just need to press the area you want to treat and adjust its intensity by using the buttons "+" and "-".

- The "LEVEL" menu allows to adjust 3 inflation intensity levels. The "TIME" menu allows to adjust the treatment time. The default duration is 30 minutes.



CAUTIONS

- Be careful not to wrap the suit too tight, to avoid hurting the users when the air pressure is too strong.
- If the surface of the blanket is broken or damaged, please replace it with a new blanket to prevent accidental skin burns or electric shocks.
- During the treatment, check with the patient if the temperature, in case of thermotherapy, and current, in case of EMS is appropriate.
- It is recommended for the patient to drink plenty of water before and after treatment to avoid dehydration and heatstroke.
- Use a cellulose protector underneath the pressotherapy suit to ensure the best hygienic conditions.
- Never leave the suit heating with nobody inside.
- In case of EMS make sure the current is at the minimum intensity before pressing on PLAY and increase intensity very progressively.
- Do not remove the electrodes from the skin before turning the machine completely off.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPCIÓN
-	EMS BIG ELECTRODES
-	EMS SMALL ELECTRODES
-	EMS CABLE
-	EMS ELASTIC BELTS
-	RIGHT LEG
-	LEFT LEG
-	RIGHT ARM
-	LEFT ARM
-	RIGHT FOOT
-	RIGHT FOOT
-	WAIST
-	TUBES

TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	52x45x23
	Gross weight (Kg)	8
	Product size (cm)	38x34x15
Working characteristics	Working power	15 W
	Air flow	0/40 L/min
	Air pressure	0/0.4Kg/cm ²
	Air press pulse	0-15 s
	Air channels	10 (20 bags)
	Max. temperature	50°C
	Working frequency EMS	10-40Hz
	Pulsed microcurrent EMS	50mA
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	280 W



ES
WKB009
Manual de instrucciones
WE-2022-WKB009-1

PRESOTERAPIA + TERMOTERAPIA + ELECTROESTIMULACIÓN

ADVERTENCIA

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

- No utilice el equipo con mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, pacientes con dispositivo de control de ritmo cardíaco (marcapasos) o pacientes con una infección cutánea.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurrán debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.





CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

No.	PRODUCT	REF.	CANT.
1	PIerna DERECHA	-	1
2	PIerna IZQUIERDA	-	1
3	BRAZO DERECHO	-	1
4	BRAZO IZQUIERDO	-	1
5	PIE DERECHO	-	1
6	PIE IZQUIERDO	-	1
7	CINTURA	-	1
8	MANTA CABLES	-	1
9	TUBOS	-	1
10	ELECTRODOS GRANDES	10	
11	ELECTRODOS PEQUEÑOS	10	
12	CABLES CON 10 CONECTORES	-	2
13	BANDAS ELÁSTICAS CON VELCRO	-	20
14	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
15	CABLE ALIMENTACIÓN	-	1

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.
2. Conecte correctamente los tubos en el panel trasero. El conector grueso corresponde a la presoterapia. La termoterapia va conectada al enchufe "Inf". Para los cables de la EMS, conéctelos correctamente siguiendo las indicaciones: un conector para los cables del 0 al 4 y otro para los del 5 al 9.
3. Coloque la manta con los cables en una superficie plana para que el paciente pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
4. Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje desecharable debajo del traje de la presoterapia.
5. Para los electrodos de EMS, primero limpie la piel con alcohol antes de colocar los electrodos en las áreas deseadas. Los pequeños son para las áreas de dimensiones menores como brazos, abdomen y hombros, y los grandes para las piernas y la espalda. El cable rojo es el polo positivo y el cable negro es el polo negativo o que se coloca cerca de la inserción del músculo. Ponga gel conductor en los electrodos antes de ponerlos en contacto con la piel. Utilice las bandas elásticas para sujetar los electrodos a la piel.
6. Encienda el botón en el panel frontal y haga clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados.
7. Seleccione en el menú si quiere la función "pressotherapy" para la presoterapia, "far infrared" si quiere utilizar la función termoterapia y "EMS" para tratamientos de electroestimulación.
8. En la función de presoterapia, el menú "MODE" permite escoger uno de los cuatro programas. Se recomienda escoger los programas según las necesidades del paciente.
9. El programa A infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1 cuando se infla la 2, así sucesivamente de una extremidad a otra. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.
10. El programa B infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1 cuando se infla la 3, y así sucesivamente de un lado al otro. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.
11. El programa C infla de la zona 0 a la 9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1, seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo zonas al proceso de inflado. Al final, repite el programa.
12. El programa D infla las tres zonas a la vez: piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta la parte superior. Si prefiere trabajar zonas independientes, el equipo permite escoger cada parte del traje y regular su intensidad de hinchado independientemente. Solamente debe pulsar el botón de la zona y regular la intensidad por medio de las teclas "+" y "-".
13. El menú "LEVEL" permite regular la intensidad del hinchado en tres niveles. El menú "TIME" permite escoger el tiempo de tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos.



Los electrodos en las áreas deseadas. Los pequeños son para las áreas de dimensiones menores como brazos, abdomen y hombros, y los grandes para las piernas y la espalda. El cable rojo es el polo positivo y el cable negro es el polo negativo o que se coloca cerca de la inserción del músculo. Ponga gel conductor en los electrodos antes de ponerlos en contacto con la piel. Utilice las bandas elásticas para sujetar los electrodos a la piel.

10. En la función de termoterapia, el equipo cuenta con 5 zonas de tratamiento que permiten regular la temperatura de forma independiente.

11. Para la electroestimulación, el menú "MODE" permite elegir la frecuencia de trabajo dentro de 4 programas, el A, B, C y D. En la figura de la pantalla se puede ajustar independientemente la intensidad de cada electrodo del 1 al 15. En "TIME" podemos ajustar la duración del tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos. Las tres funciones pueden activarse todas a la vez.

12. Clica "PLAY/PAUSE" para empezar o pausar el tratamiento.

MANTENIMIENTO

- Conecte y desconecte los tubos y los electrodos con cuidado para alargar su vida útil. De todas formas, el equipo prevé una manta para almacenar los cables con el fin de evitar conectar y desconectar los cables cada vez. Conecte y desconecte solamente el cable general de la parte trasera.
- Limpie el traje con un trapo húmedo después de cada tratamiento. También limpie los electrodos con un trapo húmedo y producto desinfectante.
- Tras un tratamiento de termoterapia, abra el traje para eliminar el calor acumulado durante el tratamiento.

PRECAUCIÓN

- Tenga la precaución de no apretar demasiado el traje al cuerpo del paciente, para evitar hacerle daño si la presión del aire es muy fuerte.
- Si la superficie de la manta está rota o envejecida, por favor, sustitúyala por una manta nueva, para evitar quemaduras accidentales de la piel o descargas eléctricas.
- Durante el tratamiento, consulte con el cliente si la temperatura, en el caso de la termoterapia, o la intensidad eléctrica, en el caso de la EMS, es la adecuada.
- Se recomienda que el paciente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- Utilice un protector de celulosa bajo el traje de presoterapia para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- No deje el traje calentándose sin ningún paciente dentro.
- En el caso de la EMS, asegúrese de que la intensidad de la corriente esté al mínimo antes de presionar PLAY, y de aumentar la intensidad progresivamente.
- No quite los electrodos de la piel antes de apagar completamente el equipo.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPTION
-	EMS ELECTRODOS GRANDES
-	EMS ELECTRODOS PEQUEÑOS
-	EMS CABLE
-	EMS BANDAS ELÁSTICAS
-	PIERNA DERECHA
-	PIERNA IZQUIERDA
-	BRAZO DERECHO
-	BRAZO IZQUIERDO
-	PIE DERECHO
-	PIE IZQUIERDO
-	CINTURA
-	TUBOS

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	52x45x23
	Peso bruto (Kg)	8
	Tamaño consola (cm)	38x34x15
Características de trabajo	Potencia de trabajo	15 W
	Flujo de aire	0/40 L/min
	Presión de aire	0/0.4Kg/cm ²
	Ritmo de la presión de aire	0-15 s
	Canales de aire	10 (20 bags)
	Max. temperatura	50°C
	Frecuencia de trabajo EMS	10-40Hz
	Microcorriente pulsada EMS	50mA
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	280 W



FR

WKB009
Mode d'emploi
WE-2022-WKB009-1

PRESSOTHÉRAPIE + THERMOTHÉRAPIE + ELECTROSTIMULATION

ADVERTISSEMENT

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

- N'utilisez pas l'appareil avec femmes enceintes, patients avec épilepsie, patients avec un stimulateur cardiaque ou patients avec une infection cutanée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE




Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels.

Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

Bienvenue!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUCT	REF.	QTE.
1	JAMBE DROITE	-	1
2	JAMBE GAUCHE	-	1
3	BRAS DROIT	-	1
4	BRAS GAUCHE	-	1
5	BOTTE DROITE	-	1
6	BOTTE GAUCHE	-	1
7	TAILLE	-	1
8	COUVERTURE DES TUYAUX	1	
9	TUYAUX	-	1
10	ÉLECTRODES TAILLE GRANDE	10	
11	ÉLECTRODES TAILLE PETITE	10	
12	CÂBLES AVEC 10 CONNECTEURS DE SORTIE	-	2
13	BANDES ÉLASTIQUES AVEC FERMETURE VELCRO	-	20
14	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
15	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le panneau arrière.




2. Branchez correctement les tubes sur le panneau arrière. La prise grande correspond à la pressothérapie. La thermothérapie doit se brancher à la prise "Inf". Branchez les câbles des électrodes EMS correctement sur le panneau arrière. Le connecteur avec les câbles du 5 au 9 doit être branché à gauche ; et du 0 au 4 à droite.

3. Placez la couverture des tubes sur une surface plate pour que le patient puisse s'installer. Protégez la couverture avec un papier jetable afin de garantir les conditions d'hygiène appropriées.

4. Enveloppez le patient dans la robe. Rappelez-vous d'utiliser une robe jetable sous celle de pressothérapie.

5. Pour utiliser les électrodes EMS, nettoyez la peau avec de l'alcool avant d'appliquer les électrodes. Appliquez-les sur les zones désirées : les petites électrodes sont pour les petites surfaces comme les bras, l'abdomen ou les épaulement ; les grandes sont à utiliser sur les jambes et le dos.

Le câble rouge est le pôle positif et le



noir est le négatif. Appliquez du gel conductif sur l'électrode avant de la mettre en contact avec la peau. Utilisez les bandes élastiques afin de mieux fixer l'électrode à la zone à traiter.

6. Allumez l'appareil par le bouton frontal et faites clic sur le logo Weelko de l'écran afin de choisir les menus souhaités.

7. Sélectionnez le menu « Pressotherapy » pour des traitements de pressothérapie; « Far infrared » pour la thermothérapie et « EMS » pour l'électrostimulation.

8. Dans pressothérapie: Le menu "MODE" permet de choisir un des quatre programmes. Il faudrait choisir le programme selon les besoins de votre patient.

• Le programme A gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 2 se gonfle, et comme ça successivement d'un bout à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme B gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 3 se gonfle, et comme ça successivement d'un côté à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme C gonfle de la zone 0 à la 9. Il commence à gonfler par la zone 0 et il y ajoute la zone 1, après la zone 2 et comme ça il ajoute successivement des zones au procès de gonflage. Au final, le programme commence de nouveau.

• Le programme D gonfle les trois zones au même temps : pieds, jambes, abdomen et bras dès le bout jusqu'à la partie supérieure.

Si vous souhaitez traiter une zone spécifique, l'appareil permet de choisir les sections séparément et régler leur intensité de gonflage. Il faut seulement appuyer sur le bouton de chaque zone et régler l'intensité au moyen des touches « + » et « - ».

9. Le menu "LEVEL" permet de régler l'intensité de gonflage à trois niveaux. Le menu "TIME" permet de choisir le temps de traitement. Le temps du programme par défaut est de 30 minutes.

10. Dans la fonction thermothérapie,

PRÉCAUTIONS

• Ne serrez pas trop la robe contre le corps du client pour éviter lui faire mal si la pression d'air est trop puissante.

• Si la surface de la robe est vieillie ou endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle robe afin d'éviter des brûlures accidentelles de la peau ou des décharges électriques.

• Pendant la durée du traitement, vérifiez avec le patient que la température est appropriée dans le cas de la pressothérapie, et le courant dans le cas de l'EMS.

• Le client devrait boire de l'eau avant et après le traitement pour éviter la déshydratation et les coups de chaleur.

• Utilisez un protecteur en cellulose sous la robe de pressothérapie pour garantir une bonne hygiène.

• Ne laissez pas la robe en s'échauffant sans un patient dedans.

• Dans le cas de l'EMS, assurez-vous que le courant est au minimum d'intensité avant d'appuyer sur PLAY. Augmentez l'intensité très progressivement.

• Ne retirez pas les électrodes de la peau avant d'éteindre complètement l'appareil.

ENTRETIEN

• Branchez et débranchez soigneusement les électrodes pour prolonger la durée de vie du produit. Cependant, cet appareil est équipé d'une couverture pour ranger les câbles et tuyaux afin qu'ils soient branchés chaque fois. Seulement le câble d'alimentation sur la partie arrière de l'appareil doit être branché et débranché.

• Après chaque utilisation, nettoyez la robe avec un chiffon humide et les électrodes avec un chiffon humide et un produit désinfectant.

• Après un traitement de thermothérapie, ouvrez la robe afin d'éliminer la chaleur accumulée pendant le traitement.

ACCESOIRES

REF.	DESCRIPTION
-	ÉLECTRODES TAILLE GRANDE
-	ÉLECTRODES TAILLE PETITE
-	EMS CÂBLE
-	EMS BANDES ÉLASTIQUES
-	JAMBE DROITE
-	JAMBE GAUCHE
-	BRAS DROIT
-	BRAS GAUCHE
-	BOTTE DROITE
-	BOTTE GAUCHE
-	TAILLE
-	TUYAUX

SPECIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	52x45x23
	Poids brut (Kg)	8
	Dimensions produit (cm)	38x34x15
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	15 W
	Flux d'air	0/40 L/min
	Pression d'air	0/0.4Kg/cm²
	Rythme de pression d'air	0-15 s
	Chenaux d'air	10 (20 bags)
	Température max.	50°C
	Fréquence de travail EMS	10-40Hz
	Micro-courant pulsé EMS	50mA
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	280 W



DE
WKB009
Bedienungsanleitung
WE-2022-WKB009-1

PRESSOTHERAPIE + THERMOTHERAPIE + ELEKTROSTIMULATION

WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

RECYCLING

Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf Ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!


Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

EC-KONFORMITÄTSEKRÄLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

- Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU




PACKUNGSHALT

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen..

No.	PRODUCT	REF.	QTÉ.
1	RECHTE BEINE	-	1
2	LINKE BEINE	-	1
3	RECHTER ARM	-	1
4	LINKER ARM	-	1
5	RECHTER FUß	-	1
6	LINKER FUß	-	1
7	HÜFTE	-	1
8	KABEL FÜR DECKE	1	
9	SCHLÄUCHE	-	1
10	10 GROBE ELEKTRODEN	10	
11	10 KLEINE ELEKTRODEN	10	
12	2 ANSCHLUSSKABEL MIT 10 AUSGÄNGEN	-	2
13	20 GUMMIBÄNDER MIT KLETTVERSCHLUSS	-	20
14	HAUPTEINHEIT	-	1
15	VERSORGUNGSLEITUNG	1	

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite an.
- Schließen Sie die Schläuche ordnungsgemäß an der Rückseite an. Folgen Sie die numerischen Anweisungen. Dünne Kabel von 1 bis 5 sind für Thermotherapie und die dicken von 0 bis 9 werden für Pressotherapie verwendet. Schließen Sie auch die Kabel der EMS-Elektroden ordnungsgemäß an der Rückseite an. Stecker mit Kabeln von 5 bis 9 ist links und von 0 bis 4 rechts zu stecken
- Die Decke mit den Kabeln auf eine flache Fläche legen, damit sich der Patient hinlegen kann. Die Decke mit Einwegpapier schützen, um die geeigneten Hygienebedingungen zu gewährleisten.
- Reinigen Sie bei den EMS-Elektroden die Haut mit etwas Alkohol, bevor Sie die Elektroden platzieren. Platzieren Sie sie an den gewünschten Stellen: Kleine Elektroden sind für kleine Bereiche wie Arme, Bauch und Schultern und große für Beine und Rücken. Das rote Kabel ist der Pluspol und das schwarze Kabel der Minuspol.
- . Tragen Sie leitfähiges Gel auf die Elektrode auf, bevor Sie sie mit der Haut in Kontakt bringen. Verwenden Sie die elastischen Bänder, um die Elektroden in Kontakt mit der Haut zu halten.
- Wickeln Sie die Teile des Anzuges um den Körper des Patienten herum. Denken Sie daran, einen Einweganzug unter dem Pressotherapie Anzug zu verwenden.
- Schalten Sie den Netzschalter auf der Vorderseite ein und klicken Sie auf das Weelko-Logo, um die gewünschten Menüs auszuwählen.
- Wählen Sie „pressotherapy“ für Pressotherapie Behandlungen oder „far infrared“ für die Funktion Thermotherapie und „EMS“ für Elektrostimulation Behandlungen.
- Bei der Pressotherapie Funktion ermöglicht das Menü „MODE“, ein von den vier Programmen auszuwählen. Es wird empfohlen, die anderen Programme entsprechend den Bedürfnissen des Patienten auszuwählen.
- Das Programm A bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 1 aufgebläst wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 2 aufgebläst wird, und so weiter von Gliedmaßen zu Gliedmaßen. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgebläst und das Programm wird wiederholt.
- Das Programm B bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 2 aufgebläst wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 3 aufgebläst wird, und so weiter von einer Seite zu der anderen. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgebläst und das Programm wird wiederholt.
- Das Programm C bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Als erstes wird die Kammer 0 aufgebläst und die Kammer 1 kommt dazu und so weiter werden die anderen Kammer dazu addiert. Das Programm wird wiederholt.
- Das Programm D bläst die drei Kammer gleichzeitig: Beine, Bauch und Arme vom unteren bis zum oberen Teil. Wenn es Ihnen lieber ist, in unabhängigen Zonen zu arbeiten, ermöglicht Ihnen das Gerät, jeden Teil des Anzuges zu wählen und die Intensität der Schwellung zu regulieren. Sie müssen nur auf den Bereich drücken, den Sie behandeln möchten, und seine Intensität mit den Tasten + und - einstellen.
- Das Menü „LEVEL“ ermöglicht die Einstellung von 3 Aufblasintensitätsstufen. Das Menü „TIME“ ermöglicht die Einstellung der Behandlungszeit. Die Standarddauer beträgt 30 Minuten.
- Für die Thermotherapie Funktion ist das Gerät mit 5 Behandlungsbereichen



ACHTUNG

- Achten Sie darauf, den Anzug nicht zu eng zuwickeln, um den Patienten nicht zu verletzen, wenn der Luftdruck zu stark ist.
- Wenn die Oberfläche der Decke gebrochen oder beschädigt ist, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue Decke, um versehentliche Hautverbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden.
- Überprüfen Sie während der Behandlung mit dem Patienten, ob die Temperatur im Falle der Thermotherapie und die Stromstärke im Falle der EMS angemessen ist.
- Dem Patienten wird empfohlen, vor und nach der Behandlung viel Wasser zu trinken, um Dehydratation und Hitzschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Einweganzug unter dem Pressotherapie-Anzug, um die besten hygienischen Bedingungen zu gewährleisten.
- Lassen Sie niemals den Anzug wärmen, wenn sich niemand darin befindet.
- Stellen Sie im Falle von EMS sicher, dass der Strom auf der minimalen Intensität ist, bevor Sie auf PLAY drücken, und erhöhen Sie die Intensität sehr progressiv.
- Entfernen Sie die Elektroden nicht von der Haut, bevor Sie das Gerät vollständig ausgeschaltet haben.

WARTUNG

- Verbinden und trennen Sie die Schläuche und Elektroden sorgfältig, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Dieses Gerät wird mit einer Decke geliefert, um die Kabel aufzubewahren und zum vermeiden, dass diese jedesmal angeschlossen und herausgezogen werden müssen. Nur das allgemeine Netzkabel an der Rückseite des Geräts sollte angeschlossen und herausgezogen werden.
- Reinigen Sie den Anzug nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Auch die Elektroden mit einem feuchten Tuch und etwas Desinfektionsmittel.
- Öffnen Sie nach einer Thermotherapiebehandlung den Anzug, um die während der Behandlung gespeicherte Wärme zu entfernen.

ZUBEHÖR

REF.	DESCRIPTION
-	GROBE ELEKTRODEN
-	KLEINE ELEKTRODEN
-	KABEL
-	GUMMIBÄNDER
-	RECHTE BEINE
-	LINKE BEINE
-	RECHTER ARM
-	LINKER ARM
-	RECHTER FUß
-	LINKER FUß
-	TAILLE
-	SCHLÄUCHE

DATENBLATT

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	52x45x23
	Bruttogewicht (Kg)	8
	Produktabmessungen (cm)	38x34x15
Technische Daten	Leistung	15 W
	Luftstrom	0/40 L/min
	Luftdruck	0/0.4Kg/cm²
	Luftrhythmus	0-15 s
	Luftkammer	10 (20 bags)
	Temperaturbereich	50°C
	Arbeitsfrequenz EMS	10-40Hz
	Gepulster Mikrostrom EMS	50mA
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	280 W