



BEQUIPMENT SCRUBBER • Ref. WKB2204

BEQUIPMENT SCRUBBER

Equipo de peeling ultrasónico

El peeling ultrasónico es una tecnología avanzada de exfoliación facial no invasiva diseñada para realizar una limpieza profunda de la piel mediante vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia.

El sistema utiliza una espátula metálica ultrasónica que genera microvibraciones capaces de desprender células muertas, eliminar impurezas, exceso de sebo y residuos acumulados en los poros sin agredir la piel.

Además de su función exfoliante y desincrustante, el equipo también permite trabajar la penetración de principios activos mediante sonoforesis, potenciando tratamientos hidratantes, regeneradores y antiedad.

Gracias a su acción suave y controlada, es un tratamiento apto para la mayoría de tipos de piel y ofrece resultados visibles desde la primera sesión, dejando la piel más limpia, luminosa, oxigenada y revitalizada.

¿Cómo funciona el peeling ultrasónico?

La espátula genera ondas ultrasónicas de 25/27kHz que producen vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

Cuando la espátula entra en contacto con la piel húmeda:

- Se genera una microvibración capaz de desprender células muertas e impurezas.
- Se facilita la limpieza profunda de poros y comedones.
- Se estimula la microcirculación y renovación celular.
- Se favorece la penetración de principios activos cosméticos.

Beneficios principales

- Exfoliación profunda y no invasiva
- Eliminación de células muertas
- Limpieza de poros y comedones
- Eliminación de puntos negros e impurezas
- Mejora de textura y luminosidad
- Estimulación de renovación celular
- Mejora de oxigenación tisular
- Favorece producción de colágeno y elastina
- Potencia absorción de activos cosméticos
- Mejora líneas finas y pequeñas imperfecciones
- Ayuda a controlar exceso de grasa

Tecnologías y modos de trabajo

El equipo permite trabajar con diferentes tipos de emisión ultrasónica según el objetivo del tratamiento.

♦ MODO CONTINUO

Exfoliación y limpieza profunda

La onda ultrasónica se emite de manera constante, generando una acción más intensa y continua.

Especialmente indicado para:

- Piel gruesa
- Piel grasa
- Poros obstruidos
- Comedones
- Acumulación de impurezas

Beneficios:

- Limpieza profunda
- Eliminación de puntos negros
- Reducción de grasa acumulada
- Desincrustación de poros
- Renovación celular

♦ MODO PULSADO

Nutrición y penetración de activos

La emisión ultrasónica se realiza mediante impulsos intermitentes.

Ideal para:

- Piel sensible
- Áreas delicadas
- Penetración de principios activos
- Hidratación y rejuvenecimiento

Beneficios:

- Favorece absorción de serums y ampollas
- Estimula microcirculación
- Mejora oxigenación
- Efecto reafirmante
- Potencia tratamientos anti-edad

Indicaciones

Especialmente recomendado para:

- Piel grasa o mixta
- Poros dilatados

- Comedones y puntos negros
- Acné leve
- Piel congestionada
- Piel apagada
- Piel desvitalizada
- Textura irregular
- Protocolos de hidratación
- Tratamientos antiedad

También puede utilizarse en pieles sensibles ajustando intensidad y tiempo de trabajo.

Contraindicaciones

No utilizar en casos de:

- Marcapasos
- Enfermedades cardíacas
- Embarazo (según criterio profesional)
- Implantes metálicos
- Infecciones activas
- Acné inflamatorio severo
- Heridas abiertas
- Rosácea activa
- Piel extremadamente irritada
- Enfermedades infecciosas cutáneas
- Alergias activas severas

Componentes del sistema

- ◆ Espátula ultrasónica

Elemento principal del tratamiento.

Genera vibraciones ultrasónicas para exfoliación, limpieza y penetración de activos.

Protocolo profesional de aplicación

Preparación de la piel

1. Desmaquillar y limpiar previamente.
2. Retirar joyas y objetos metálicos.
3. Aplicar tónico, agua o gel conductor.
4. Mantener la piel húmeda durante todo el tratamiento.

Configuración del equipo

Seleccionar en "STATE" el tipo de onda:

- Continua
- Pulsada

Regular intensidad mediante "ENERGY", siempre progresivamente y según tolerancia del cliente.

Técnica de trabajo

♦ Limpieza y exfoliación

- Trabajar con la espátula inclinada a 45°.
- Realizar movimientos ascendentes suaves.
- Mantener contacto constante con la piel.
- Utilizar la punta de la espátula para desincrustación.

Función:

- Elimina células muertas
- Limpia poros
- Arrastra impurezas

♦ Penetración de activos (Sonoforesis)

- Aplicar serum o ampolla.
- Trabajar con la parte plana de la espátula.
- Realizar movimientos lentos y continuos.

Función:

- Facilita absorción de activos
- Potencia hidratación
- Mejora revitalización cutánea

Tiempo recomendado

Exfoliación:

 5-10 minutos

Penetración de activos:

 3-5 minutos

Tiempo total aproximado:

 10-15 minutos

Recomendaciones profesionales

- Mantener la piel húmeda en todo momento
- Trabajar siempre con movimientos constantes
- No ejercer presión excesiva
- Adaptar intensidad según sensibilidad cutánea
- Puede combinarse con:
 - Hidrodermoabrasión
 - Ultrasonidos
 - Martillo frío
 - Alta frecuencia

Precauciones importantes

- No utilizar productos oleosos o aceites esenciales
- No trabajar sobre piel seca
- No dejar la espátula activa sin uso prolongado
- No utilizar sustancias corrosivas
- No golpear ni dejar caer el manípulo
- No doblar ni tensionar el cable
- No utilizar productos de alta viscosidad
- Utilizar únicamente piezas originales

Seguridad del sistema

El equipo incorpora un sistema automático de protección:

Si la espátula pierde contacto con la piel o existe mala conducción, el sistema detendrá automáticamente la emisión ultrasónica para garantizar seguridad y correcto funcionamiento.

Higiene y mantenimiento

- Limpiar la espátula después de cada uso
- Utilizar desinfectantes no corrosivos
- No utilizar materiales abrasivos
- Mantener el equipo seco y limpio
- Revisar periódicamente conexiones y cables

Resultados esperados

La piel se observa:

- ✨ Más limpia y purificada
- ✨ Más luminosa y uniforme
- ✨ Con mejor textura
- ✨ Más suave y oxigenada
- ✨ Con menor acumulación de grasa e impurezas
- ✨ Más receptiva a activos cosméticos
- ✨ Más revitalizada y saludable

info@weelko.com

www.weelko.com

By @yubitzay.avila