



BEQUIPMENT BRUSHES • Ref. WKB2604

EQUIPO DE EXFOLIACIÓN BROSSAGE – CEPILLOS ROTATORIOS FACIALES

El equipo de Brossage es una tecnología de limpieza facial profesional diseñada para realizar una limpieza mecánica controlada mediante cepillos rotatorios y cabezales específicos adaptados a diferentes tipos de piel.

Su función principal es eliminar células muertas, exceso de grasa, residuos de maquillaje e impurezas acumuladas en la superficie cutánea, ayudando a mejorar la oxigenación, textura y luminosidad de la piel.

El sistema incorpora un manípulo rotatorio de doble dirección y diferentes cabezales intercambiables que permiten personalizar la intensidad y profundidad de la limpieza según las necesidades de cada cliente.

Gracias al movimiento rotatorio y al masaje mecánico, también favorece la microcirculación y estimula la renovación celular, proporcionando una piel más limpia, uniforme y revitalizada.

¿Cómo funciona el sistema Brossage?

La epidermis está formada por células que se regeneran constantemente. Durante este proceso natural, las células muertas se acumulan en la superficie de la piel formando una capa queratinizada que puede obstruir los poros y dificultar la correcta oxigenación cutánea.

El sistema Brossage realiza una limpieza y exfoliación mecánica mediante cepillos rotatorios que eliminan estas células muertas y residuos acumulados de forma controlada, favoreciendo la renovación celular y mejorando el aspecto general de la piel.

Además, el movimiento circular del manípulo proporciona un agradable masaje que ayuda a activar la circulación sanguínea y revitalizar los tejidos.

Beneficios principales

- Limpieza profunda de la piel
- Eliminación de células muertas
- Mejora de textura y luminosidad
- Reducción de impurezas y exceso de grasa
- Ayuda a desobstruir poros
- Favorecer la renovación celular
- Estimular la microcirculación
- Mejora la absorción de productos cosméticos
- Facilitar la limpieza de zonas difíciles como nariz y zona T
- Aporta una piel más suave y uniforme

Componentes del equipo

El equipo incluye:

- 1 manípulo rotatorio profesional
- 2 cepillos faciales (grande y pequeño)
- 2 piedras exfoliantes (grande y pequeña)

Tipos de cabezales

- ♦ Cepillo facial grande

Indicado para trabajar zonas amplias del rostro.

Aplicaciones:

- Mejillas
- Frente
- Cuello
- Espalda

Función:

Realiza una limpieza suave y uniforme, ideal para pieles normales o sensibles.

- ♦ Cepillo facial pequeño

Diseñado para áreas más específicas y delicadas.

Aplicaciones:

- Zona T
- Laterales de la nariz
- Mentón

Función:

Permite acceder con mayor precisión a zonas de difícil limpieza.

- ♦ Piedra exfoliante grande

Indicada para exfoliaciones más profundas en pieles gruesas y resistentes.

Función:

Ayuda a eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel mediante una exfoliación más intensa.

- ♦ Piedra exfoliante pequeña

Diseñada para trabajar áreas localizadas o pequeñas imperfecciones.

Función:

Permite una exfoliación más específica y controlada.

Selección de velocidad y cabezal

La velocidad de rotación y el tipo de cabezal deben seleccionarse según:

- Tipo de piel
- Sensibilidad cutánea
- Comodidad del cliente
- Producto cosmético utilizado
- Intensidad deseada de exfoliación

Recomendaciones:

- Velocidad baja → piel sensible o exfoliación suave
- Velocidad media/alta → piel grasa, resistente o exfoliación más profunda

Los exfoliantes de grano grueso requieren velocidades más bajas para evitar irritación.

Indicaciones

Especialmente recomendado para:

- Piel grasa o mixta
- Piel apagada
- Poros obstruidos
- Puntos negros y espinillas
- Piel con textura irregular
- Limpiezas faciales profundas
- Protocolos de renovación cutánea

Contraindicaciones

No utilizar en casos de:

- Rosácea activa
- Piel extremadamente sensible
- Acné inflamatorio severo
- Heridas abiertas
- Infecciones cutáneas
- Fragilidad capilar
- Irritación o inflamación activa
- Quemaduras o lesiones recientes

Protocolo de aplicación

Preparación de la piel

- Desmaquillar y limpiar previamente la piel
- Humedecer el cepillo antes de comenzar
- Aplicar producto limpiador, jabón facial o exfoliante compatible

Técnica de trabajo

1. Seleccionar el cabezal adecuado.
2. Encender el equipo.
3. Ajustar la velocidad progresivamente según tolerancia.
4. Seleccionar dirección de rotación (derecha o izquierda)
5. Trabajar con movimientos circulares suaves y constantes.
6. Dividir el rostro por zonas:
 - Mejillas
 - Nariz
 - Mentón
 - Frente

Tiempo recomendado por zona:

 Aproximadamente 10 segundos por área

Tiempo total recomendado

 5-10 minutos

Dependiendo del tipo de piel y nivel de exfoliación.

Recomendaciones profesionales

- No ejercer presión excesiva sobre la piel
- Mantener el movimiento constante
- Adaptar intensidad y velocidad según sensibilidad cutánea
- Utilizar productos compatibles y no irritantes
- Evitar productos ácidos o alcalinos agresivos
- Finalizar el protocolo con productos calmantes e hidratantes

Higiene y desinfección

La correcta higiene de los accesorios es fundamental para garantizar seguridad y durabilidad del equipo.

Limpieza recomendada:

1. Lavar el cabezal con agua tibia y jabón después de cada uso.
2. Sumergir el cabezal en solución desinfectante durante 5 minutos.
3. Posteriormente sumergir en alcohol durante 30 minutos.
4. Esterilizar mediante radiación ultravioleta.
5. Guardar completamente seco en recipiente estéril.

Precauciones importantes

- No aplicar presión excesiva durante el tratamiento
- No utilizar sobre piel lesionada o sensibilizada
- No utilizar sustancias altamente alcalinas o ácidas
- Apagar y desconectar el equipo después de cada uso
- Esterilizar los cabezales antes y después de cada tratamiento

Resultados esperados

La piel se observa:

- ✨ Más limpia y oxigenada
- ✨ Más suave y luminosa
- ✨ Con textura uniforme
- ✨ Con menor acumulación de impurezas
- ✨ Más revitalizada y saludable
- ✨ Mejor preparada para tratamientos posteriores

info@weelko.com

www.weelko.com

By @yubitzay.avila