

HIGHTECH COMBI FIT

Multifunction digital instrument with touch screen that combines 3 beauty treatments: thermotherapy, pressotherapy and electrostimulation (EMS). Suit composed of boots, legs, abdomen, arms and blanket to store the wires. It also includes 20 EMS electrodes (10 big and 10 small), 2 connectors and 20 elastic belts to hold the electrodes. Ideal to improve circulation and to ease fat removal through the activation of the lymphatic drainage, as well as cellular oxygenation and muscle relaxation, as well as muscle strengthening and reeducation.

Equipo multifuncional digital de belleza con pantalla táctil que combina 3 funciones: termoterapia, presoterapia y electroestimulación (EMS). Traje compuesto de botas, piernas, faja abdominal y brazos. Incluye también manta para almacenar el traje y 20 electrodos (10 grandes y 10 pequeños), dos conectores y bandas elásticas para sujetarlos. Ideal para mejorar la circulación, facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático, así como la oxigenación celular y la relajación muscular, además del fortalecimiento y la reeducación muscular.

Appareil multifonctionnel digital avec écran tactile qui combine 3 fonctions: pressothérapie, thermothérapie et électrostimulation (EMS). Robe composée de bottes, jambes, ceinture abdominale, bras et couverture pour le rangement des câbles. Il inclut aussi 20 électrodes (10 grands et 10 petits), 2 connecteurs et 20 bracelets élastiques pour les serrer au corps. Idéal améliorer la circulation et contribuer à l'élimination des graisses en activant le drainage lymphatique, ainsi que l'oxygénation cellulaire et la relaxation des muscles, le renforcement et la rééducation musculaire.

Multifunktionales digitales Kosmetikgerät mit Touchscreen, das 3 Funktionen kombiniert: Thermotherapie, Pressotherapie und Elektrostimulation (EMS). Anzug bestehend aus Stiefeln, Beinen, Bauchgürtel und Armen. Es enthält auch eine Decke um den Anzug zu verstauen und 20 Elektroden (10 große und 10 kleine), zwei Verbindungsstücke und elastische Bänder, um sie zu befestigen. Ideal zur Verbesserung der Durchblutung, zur Erleichterung des Fettabbaus durch Aktivierung der Lymphdrainage sowie zur zellulären Sauerstoffversorgung und Muskelentspannung mit Pressotherapie und Thermotherapie sowie EMS Funktion zur Muskelstärkung und Krankengymnastik.

Apparecchio digitale multifunzionale d'estetica con touch screen che combina 3 funzioni: termoterapia, pressoterapia ed elettrostimolazione (EMS). Tuta composta da: stivali, gambali, fascia addominale e braccioni. Include anche una coperta per riporre la tuta e 20 elettrodi (10 grandi e 10 piccoli), due connettori e delle fasce elastiche per sorreggerli. Ideale per migliorare la circolazione, facilitare l'eliminazione dei grassi attivando il drenaggio linfatico, nonché l'ossigenazione cellulare e il rilassamento muscolare; indicato anche per il potenziamento e la rieducazione muscolare.

**Pressotherapy
+ Thermotherapy
+ Electrostimulation
Ref. WKB009**

**Weight: 21 Kg
Size: 38x34x15 cm
Blanket size: 135x172cm
Max temperature: 50°C**



**Input voltage: 220-240V
Input frequency: 50Hz
Working power EMS: 15W
Rated power: 280W
Working frequency EMS: 10-40Hz
Pulsed microcurrent EMS: 50mA
Air flow: 0/40L/min
Air pressure: 0-0,4Kg/cm²
Air press pulse: 0-15s**

**PACKING SIZE cm
66x40x45
N.W. Kg
21
G.W. Kg
23**



HIGHTECH COMBI FIT

