

LUMB

2-section table with a very stable metallic structure. Equipped with 1 motor that controls the table height. Backrest adjustable by gas lift. Headrest removable cushion with breather hole. Retractable wheels to facilitate its mobility. White PU upholstery of high quality that eases cleaning. Paper-roll holder included.

Camilla de 2 cuerpos con estructura metálica muy estable. Equipada con 1 motor que permite regular la altura. Respaldo regulable mediante pistón de gas. Cojín reposacabezas extraíble con agujero facial. Ruedas escamoteables que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PVC de alta calidad y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

Table à 2 plans avec une structure métallique très stable. Équipée d'1 moteur qui règle la hauteur. Dossier réglable par vérin à gaz. Coussin repose-tête amovible avec trou visage. Roulettes escamotables pour faciliter son déplacement. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer. Porte-rouleau inclus.

Zweiteilige Liege mit einem stabilen metallischen Gestell. Sie ist mit einem Motor ausgestattet, um die Höhe anhand. Mittels einer Gasdruckfeder ist auch die Neigung der Rückenlehne regulierbar. Mit Gesichtsausschnitt und einem ausziehbaren Kopfkissen. Einziehbare Räder, welche die Verschiebung vereinfachen. Hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar. Mit Papierrollenhalter.

Letino a 2 snodi dalla struttura metallica molto stabile. È dotato di 1 motore che regola l'altezza. L'inclinazione dello schienale è regolabile con un pistone a gas. Foro facciale e cuscino poggiatesta estraibile. Ruote a scomparsa che ne facilitano lo spostamento. Rivestimento in PU bianco di gran qualità e facile pulizia. Portarotolo incorporato.

Electric Massage Bed Ref. 2212.1

Product size: 178x68x47/88 cm
Weight: 57,5 Kg
Upholstery: PU
Motors: 1

- 1** Angle 0° ~ 70°
- 2** Breather hole
- 3** Up and Down 47/88 cm
- 4** Lock/unlock wheels
- 5** Paper roll holder Ref. HC001

OPTIONS

- Bed cover
- 5** Hand controller Ref. HC001
- 6** Foot controller Ref. FC001

COLOURS



PACKING SIZE cm

190x73x52
N.W. kg
57,5
G.W. kg
74
MAX WEIGHT
180 kg



LUMB

