

## VASTIS

**3-section portable table with a light structure made of aluminium, adjustable by tension wires. Height and backrest adjustable in different fixed positions and foldable in any of them. Lateral armrests, headrest for cervical massage, breather hole and armrest support. Transportation bag is included. PVC upholstery in black and high-density padding.**

Camilla portátil de 3 cuerpos con estructura de aluminio ligera y ajustable mediante tensores. Altura regulable mediante posiciones fijas y plegado desde cualquiera de ellas. Respaldo regulable en posiciones fijas con agujero facial. Reposabrazos laterales, cabezal para masaje cervical y soporte reposabrazos incluidos. Bolsa de transporte. Tapizado en PVC negro y acolchado de alta densidad.

Table à 3 plans portable avec structure en aluminium légère et réglable par des tenseurs. Dossier et hauteur réglables en plusieurs positions fixes et pliable dans toutes ces positions. Accoudoirs latéraux, trou visage, tête pour des traitements cervicaux et support repose-bras. Housse de transport incluse. Revêtement en PVC noir et rembourrage à haute densité.

*Dreiteilige tragbare Liege mit leichten Struktur aus Aluminium und mit Spannern ausgestattet. Höhe in feste Stellungen verstellbar und klappbar aus jeder Höhe. Rückenlehne in festen Stellungen regulierbar und mit Gesichtsauschnitt. Seitlichen Armlehnen, Kopfstütze für Nackenmassage und Armstütze. Tragetasche inklusiv. PU Polsterung in Schwarz mit hoher Dichte.*

*Poltrona portatile a 3 corpi con struttura in alluminio leggera e regolabile mediante i tensori. Altezza regolabile in posizioni predefinite e piegabile indipendentemente dall'altezza fissata. Schienale regolabile in posizioni predefinite con foro viso. Braccioli laterali, poggiatesta per massaggio cervicale e sostegni per i braccioli compresi. Custodia per il trasporto. Rivestimento in PVC nero ed imbottitura ad alta densità.*

### Portable Aluminium Massage Bed

Ref. WKF021.A12

Product size: 196x70,5/93x64/90 cm

Weight: 18 Kg

Upholstery: PVC

- 1 Breather hole
- 2 Headrest and armrest support
- 3 Lateral armrests
- 4 Transportation bag 98x70x17

#### PACKING SIZE cm

100x20x75

N.W. kg

18

G.W. kg

20

MAX WEIGHT

180 kg



4

