

TRAPP

High-performance multifunctional bed equipped with 2 motors that control height and backrest inclination. Sturdy metallic frame in brown. White PU upholstery of high quality that eases cleaning. Paper roll holder included.

Camilla multifuncional de altas prestaciones equipada con 2 motores que controlan la altura y la inclinación del respaldo. Estructura metálica en color marrón. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

Table multifonctionnelle à hautes performances équipée de 2 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier. Robuste structure métallique en marron. Revêtement en PU blanc facile à nettoyer. Porte-rouleau inclus.

Hochleistungsfähige multifunktionale Liege, mit 2 Motoren, um die Höhe und die Neigung der Rückenlehne zu regulieren. Braune metallische Struktur und hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar. Mit Papierrollenhalter.

Letino multifunzionale dalle alte prestazioni dotato di 2 motori che regolano l'altezza e l'inclinazione dello schienale. Struttura metallica color marrone. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile da pulire. Portarotolo compreso.

Electric Spa Bed Ref. 2238AI.2.A26

Product size: 200.5x76x65/90 cm

Weight: 65.5 Kg

Upholstery: PU

Motors: 2

- 1 Breather hole
- 2 Angle 0°-65°
- 3 Up and Down 65/90 cm
- 4 Roll holder
- 5 Hand controller Ref. HC002

- OPTIONS
- Bed cover
 - 6 Foot controller Ref. FC002 Heating

PACKING SIZE cm
205 x 81 x 72
N.W. kg
66
G.W. kg
82
MAX WEIGHT
180 kg



TRAPP

