



AURA

WPE0001.3.A26.HT

Three-section aesthetic bed with very stable structure, ideal for beauty and wellness centers. Equipped with 3 motors that adjust the height, the backrest incline, and the footrest. Folding and removable armrests for easier access. Includes headrest with face hole and cushion for greater client comfort. Upholstered in high-quality white PU, durable and easy to clean.

Key specifications

Motor control	Handcontroller
Functions of the motors	height, backrest, footrest
Extensible footrest	Yes
Removable footrest	Yes
Facial hole	Yes
Cylindrical backrest shape	Yes
Base color/finish	white plastic
Paper roll holder included	Optional
Heating	Yes
Temperature range	35-60 °c
Heated areas	backrest, seat, footrest

3 Sections

3

185 cm

56-83 cm

min/max: 60 / 83 cm

8 cm

180 kg

PU/white

Yes

151 x 61 x 63 / 63 kg

Accessories



Roll holder



Bed cover



Wheels



AURA

WPE0001.3.A26.HT

Camilla de estética de 3 secciones con estructura muy estable, ideal para centros de belleza y bienestar. Equipada con 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Reposabrazos abatibles y extraíbles para facilitar el acceso. Incluye cabezal con agujero facial y cojín para mayor confort del cliente. Tapizado en PU blanco de alta calidad, resistente y fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Control de los motores	mando de mano
Funciones de los motores	altura, respaldo, reposapiés
Reposapiés extensible	Sí
Reposapiés extraíble	Sí
Agujero facial	Sí
Forma del respaldo cónica	Sí
Color/acabado de la base	plástico blanco
Portarrollos incluido	Opcional
Calefacción	Sí
Rango de la temperatura	35-60 °c
Zonas calefactadas	respaldo, asiento, reposapiés

3 secciones

3

185 cm

56-83 cm

min/max: 60 / 83 cm

8 cm

180 kg

PU/blanco

Sí

151 x 61 x 63 / 63 kg

Accesorios



Portarrollos



Bed cover



Ruedas



AURA

WPE0001.3.A26.HT

Letto estetico a 3 sezioni con struttura molto stabile, ideale per centri estetici e benessere. Dotato di 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del poggiatesta. Braccioli ribaltabili e removibili per facilitare l'accesso. Include poggiatesta con foro facciale e cuscino per un maggiore comfort del cliente. Rivestimento in PU bianco di alta qualità, resistente e facile da pulire.

Specifiche chiave

Controllo dei motori	mando a mano
Funzioni dei motori	altezza, schienale, poggiatesta
Reposapiedi estensibile	Sì
Reposapiedi estraibile	Sì
Agujero facciale	Sì
Forma del supporto conico	Sì
Colore/finitura della base	plastica bianca
Portarotolo incluso	Opzionale
Riscaldamento	Sì
Intervallo di temperatura	35-60 °C
Zone riscaldate	schienale, sedile, poggiatesta

3 Sezioni

3

185 cm

56-83 cm

min/max: 60 / 83 cm

8 cm

180 kg

PU/bianco

Sì

151 x 61 x 63 / 63 kg

Accessori



Portarotolo



Copertura per letto



Ruote



AURA

WPE0001.3.A26.HT

Kosmetikliege mit 3 Sektionen und sehr stabiler Struktur, ideal für Schönheits- und Wellnesszentren. Ausgestattet mit 3 Motoren zur Verstellung der Höhe, der Rückenlehne und der Fußstütze. Klappbare und abnehmbare Armlehnen für leichteren Zugang. Inklusive Kopfstütze mit Gesichtsaussparung und Kissen für höheren Kundenkomfort. Weißer PU-Bezug in hoher Qualität, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Technische Angaben

Motorsteuerung	Handfernbedienung
Funktionen der Motoren	Höhe, Rückenlehne, Fußteil
Ausziehbare Fußstütze	Ja
Entfernbarer Fußstütze	Ja
Gesichtsöffnung	Ja
Kegelförmige Rückenform	Ja
Farbe/Ausführung des Untergestells	weißer Kunststoff
Papierrollenhalter enthalten	Optional
Heizung	Ja
Temperaturbereich	35-60 °C
Heizbereiche	Rückenlehne, Sitz, Fußstütze

3 Teile

3

185 cm

56-83 cm

min/max: 60 / 83 cm

8 cm

180 kg

PU/weiß

Ja

151 x 61 x 63 / 63 kg

Zubehör





AURA

WPE0001.3.A26.HT

Table esthétique à 3 sections avec structure très stable, idéale pour les centres de beauté et de bien-être. Équipée de 3 moteurs réglant la hauteur, l'inclinaison du dossier et du repose-pieds. Accoudoirs rabattables et amovibles pour un accès facilité. Inclut une tête avec trou facial et coussin pour un meilleur confort du client. Revêtement en PU blanc de haute qualité, résistant et facile à nettoyer.

Spécifications clés

Commande des moteurs	télécommande manuelle
Fonctions des moteurs	hauteur, dossier, repose-pieds
Repose-pieds extensible	Oui
Repose-pieds amovible	Oui
Trou faciale	Oui
Forme de dossier conique	Oui
Couleur/fini de la base	plastique blanc
Porte-rouleau inclus	Optionnel
Chauffage	Oui
Plage de température	35-60 °c
Zones chauffantes	dos, siège, repose-pieds

3 Sections

3

185 cm

56-83 cm

min/max: 60 / 83 cm

8 cm

180 kg

PU/blanc

Oui

151 x 61 x 63 / 63 kg

Accessoires



Porte
rouleau



Housse de
lit



Roulettes