



3 Sections

4

201 cm

63-82 cm

65-90 cm

12 cm

180 kg

PU/white

No

160 x 69 x 65 / 85 kg

CLAVI

WKE015.4.A26

3-section beauty chair with 4 motors that independently control the height, backrest inclination, seat, and footrest, allowing precise adjustment for each treatment. Features foldable armrests and an adjustable headrest with face hole for enhanced client comfort.

Key specifications

Motor control	Handcontroller
Functions of the motors	height, backrest, antigravity, footrest, trendelenburg
Headrest	Yes
Comfort cushion	Yes
Base color/finish	white plastic
Paper roll holder included	Yes
Motor power height	4000 N
Base dimensions	123x52 cm
Upholstery material and color	PU/white
Facial hole	No

Accessories



Roll holder



Pedal



Cable
bifurcado
para Pedal



Bed cover



3 secciones

4

201 cm

63-82 cm

65-90 cm

12 cm

180 kg

PU/blanco

No

160 x 69 x 65 / 85 kg

CLAVI

WKE015.4.A26

Sillón de estética de 3 cuerpos con 4 motores que controlan de forma independiente la altura, la inclinación del respaldo, del asiento y del reposapiés, permitiendo un ajuste preciso para cada tratamiento. Dispone de reposabrazos abatibles y apoyacabezas regulable con agujero facial para mayor confort del cliente.

Especificaciones técnicas

Control de los motores	mando de mano
Funciones de los motores	altura, respaldo, antigraity, reposapiés, trendelenburg
Cabezal	Sí
Cojín comfort	Sí
Color/acabado de la base	plástico blanco
Portarrollos incluido	Sí
Potencia del motor de altura	4000 N
Medidas de la base	123x52 cm
Material y color del tapizado	PU/blanco
Agujero facial	No

Accesorios



Portarrollos



Pedal



Cable
bifurcado
para Pedal



Bed cover



3 Sezioni

4

201 cm

63-82 cm

65-90 cm

12 cm

180 kg

PU/bianco

No

160 x 69 x 65 / 85 kg

CLAVI

WKE015.4.A26

Poltrona estetica a 3 sezioni con 4 motori che controllano indipendentemente l'altezza, l'inclinazione dello schienale, della seduta e del poggiatesta, consentendo una regolazione precisa per ogni trattamento. Dotata di braccioli ribaltabili e poggiatesta regolabile con foro facciale per un maggiore comfort del cliente.

Specifiche chiave

Controllo dei motori	mando a mano
Funzioni dei motori	altezza, schienale, antigravity, poggiatesta, trendelenburg
Poggiatesta	Sì
Cuscino comfort	Sì
Colore/finitura della base	plastica bianca
Portarotolo incluso	Sì
Potenza del motore di altezza	4000 N
Misure della base	123x52 cm
Materiale e colore della tappezzeria	PU/bianco
Agujero facciale	No

Accessori



Portarotolo



Pedale



Cable
bifurcado
para Pedal



Copertura
per letto



CLAVI

WKE015.4.A26

Ästhetikstuhl mit 3 Segmenten und 4 Motoren, die unabhängig voneinander Höhe, Rückenlehne, Sitz und Fußstütze steuern und eine präzise Anpassung an jede Behandlung ermöglichen. Mit klappbaren Armlehnen und verstellbarer Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt für höheren Kundenkomfort.

Technische Angaben

Motorsteuerung	Handfernbedienung
Funktionen der Motoren	höhe, rückenlehne, antigraivty, fußstütze, trendelenburg
Kopfstütze	Ja
Komfortkissen	Ja
Farbe/Ausführung des Untergestells	weißer Kunststoff
Papierrollenhalter enthalten	Ja
Motorleistung in Höhe	4000 N
Maße der Basis	123x52 cm
Material und Farbe der Polsterung	PU/weiß
Gesichtsöffnung	No

3 Teile

4

201 cm

63-82 cm

65-90 cm

12 cm


180 kg

PU/weiß

Nein

160 x 69 x 65 / 85 kg

Zubehör





3 Sections

4

201 cm

63-82 cm

65-90 cm

12 cm

180 kg

PU/blanc

Non

160 x 69 x 65 / 85 kg

CLAVI

WKE015.4.A26

Fauteuil esthétique à 3 sections avec 4 moteurs qui contrôlent indépendamment la hauteur, l'inclinaison du dossier, de l'assise et du repose-pieds, permettant un réglage précis pour chaque soin. Équipé d'accoudoirs rabattables et d'un appui-tête réglable avec trou facial pour un confort optimal du client.

Spécifications clés

Commande des moteurs	télécommande manuelle
Fonctions des moteurs	altura, dossier, antigravité, repose-pieds, trendelenburg
Tête	Oui
Coussin confort	Oui
Couleur/fini de la base	plastique blanc
Porte-rouleau inclus	Oui
Puissance du moteur de hauteur	4000 N
Dimensions de la base	123x52 cm
Matériau et couleur du revêtement	PU/blanc
Trou faciale	No

Accessoires



Porte
rouleau



Pédale



Cable
bifurcado
para Pedal



Housse de
lit