



Domix

3557A.A26

Beauty chair, upholstered in white PVC.


Manual adjustment of backrest and footrest, offering great versatility as a chair-bed by reaching a completely flat position to comfortably adapt the patient to each treatment. Mattress with 3 Sections with Facial hole and integrated cushion, designed to provide maximum Comfort in the prone position. Removable arms. Durable fixed metal structure that ensures maximum durability, equipped with a lower system of 2 drawers for storage designed to optimize cabin space. Upholstered in long-lasting PVC and easy to clean.

Key specifications

Control motors	No
Memory positions	No
Antigravity	No
Heating	No
Chair rotation	No
LED Base Light	No
Facial hole	Yes
SuperSoft Padding	No
Head Extension	No
Folding armrests	No
Removable armrests	Yes
Wheels	No

-  3 Sections
-  183 cm
-  62.5 / 82.5 cm
-  min/max: 76 cm
-  9 cm
-  150 kg
-  PVC / White
-  115 x 46 x 65 / 44 kg

Accessories



Key features



Versatility Chair-Bed





Multiple adjustable positions



Storage drawers

Technical drawings and measurements





Domix

3557A.A26

Sillón de estética, tapizado en PVC color blanco.


Regulación manual de respaldo y reposapiés, ofreciendo una gran versatilidad como sillón-camilla al alcanzar la posición completamente plana para adaptar cómodamente al paciente a cada tratamiento. Colchón de 3 secciones con tapón facial con cojín integrado, diseñado para proporcionar la máxima comodidad en posición de decúbito prono. Brazos extraíbles. Resistente estructura metálica fija que garantiza la máxima durabilidad, equipada con un sistema inferior de 2 cajones para almacenaje diseñado para optimizar el espacio en cabina. Tapizado en PVC de larga duración y fácil limpieza.

Especificaciones técnicas

Control motores	No
Memorias de posición	No
Antigravity	No
Calefacción	No
Rotación del sillón	No
Luz LED Base	No
Agujero facial	Sí
Acolchado SuperSoft	No
Extensión Cabezal	No
Reposabrazos abatibles	No
Reposabrazos extraíbles	Sí
Ruedas	No

3 secciones	183 cm
62.5 / 82.5 cm	min/max: 76 cm
9 cm	150 kg
PVC / Blanco	115 x 46 x 65 / 44 kg

Accesorios



Características destacadas



Versatilidad Sillón-Camilla





Múltiples posiciones ajustables



Cajones de almacenamiento

Dibujos técnicos y medidas





Domix

3557A.A26

Poltrona di estetica, rivestita in PVC colore bianco.

Regolazione manuale di schienale e poggiatesta, offrendo una grande versatilità come poltrona-camilla raggiungendo la posizione completamente piatta per adattare comodamente il paziente a ogni trattamento. Materasso a 3 sezioni con tappo facciale con cuscino integrato, progettato per fornire la massima comodità in posizione prona. Braccioli estraibili. Resistente struttura metallica fissa che garantisce la massima durata, dotata di un sistema inferiore di 2 cassetti per lo stoccaggio progettato per ottimizzare lo spazio in cabina. Rivestita in PVC di lunga durata e facile pulizia.

Specifiche chiave

Controllo motori	No
Memorie di posizione	No
Antigravity	No
Riscaldamento	No
Rotazione della poltrona	No
Luce LED Base	No
Agujero facciale	Sì
Ammortizzazione SuperSoft	No
Estensione Testa	No
Reposabrazos ribaltabili	No
Reposabrazos estraibili	Sì
Ruote	No

3 Sezioni

183 cm

62.5 / 82.5 cm

min/max: 76 cm

9 cm

150 kg

PVC / Bianco

115 x 46 x 65 / 44 kg

Accessori



Portarotolo



Copertura per letto

Caratteristiche chiave



Versatilità Sedia-Tavolo





Multiple posizioni regolabili



Cassetti di stoccaggio

Disegni tecnici e misure





Domix

3557A.A26

Ästhetikstuhl, gepolstert in PVC in der Farbe weiß.


Manuelle Verstellung von Rückenlehne und Fußstütze, bietet große Vielseitigkeit als Stuhl-Liege, da er die vollständig flache Position erreicht, um den Patienten bequem an jede Behandlung anzupassen. Matratze mit 3 Teile und Gesichtsöffnung mit integriertem Kissen, entworfen, um maximalen Komfort in Bauchlage zu bieten. Entfernbare Armlehnen. Robuste feste Metallstruktur, die maximale Haltbarkeit garantiert, ausgestattet mit einem unteren System mit 2 Schubladen zur Aufbewahrung, entworfen, um den Platz in der Kabine zu optimieren. Gepolstert in langlebigem und leicht zu reinigendem PVC.

Schlüsselspezifikationen

Kontrollmotoren	No
Memoryfunktion	No
Antigravity	No
Heizung	No
Drehung des Stuhls	No
Licht LED Basis	No
Gesichtsöffnung	Ja
Acolchado SuperSoft	No
Extensión Kopfstück	No
Klappbare Armlehnen	No
Entfernbare Armlehnen	Ja
Rollen	No

3 Teile	183 cm
62.5 / 82.5 cm	min/max: 76 cm
9 cm	150 kg
PVC / Weiß	115 x 46 x 65 / 44 kg

Zubehör



Papier-Rollenhalter

Frottee-Bezug

Schlüsseleigenschaften



Vielseitigkeit Stuhl-Liege





Mehrere verstellbare Positionen



Speicherkästen

Technische Zeichnungen und Maße





Domix

3557A.A26

Fauteuil d'esthétique, revêtu de PVC couleur blanc.

Réglage manuel du dossier et du repose-pieds, offrant une grande polyvalence en tant que fauteuil-lits en atteignant la position complètement plate pour adapter confortablement le patient à chaque traitement. Matelas de 3 Sections avec trou faciale avec coussin intégré, conçu pour offrir le maximum de confort en position de décubitus ventral. Accoudoirs amovibles. Structure métallique fixe résistante qui garantit une durabilité maximale, équipée d'un système inférieur de 2 tiroirs de rangement conçu pour optimiser l'espace en cabine. Revêtement en PVC de longue durée et facile à nettoyer.

Spécifications clés

Contrôle des moteurs	No
Mémoires de position	No
Antigravité	No
Chauffage	No
Rotation du fauteuil	No
Lumière LED Base	No
Trou faciale	Oui
Acolchage SuperSoft	No
Extension de tête	No
Accoudoirs rabattables	No
Accoudoirs amovibles	Oui
Roues	No

3 Sections	183 cm
62.5 / 82.5 cm	min/max: 76 cm
9 cm	150 kg
PVC / Blanc	115 x 46 x 65 / 44 kg

Accessoires



Porte
rouleau



Housse de
lit

Caractéristiques clés



Versatilité Fauteuil-Lit



Positions ajustables multiples



Casiers de rangement

Dessins techniques et mesures

