



SIMUS GYN

WKE036.4.A66.GYN

SIMUS GYN is an electric gynecological chair with 4 motors for examinations and long treatments. Height, backrest, footrest and inclination are adjusted separately, with an Antigravity function for a comfortable posture during long sessions. The gynecological stirrups adapt to each patient and can be removed effortlessly. The 3-section mattress extends at the foot end; the armrests move in sync with the seat, and the chair includes a lock during treatment and a reset function. As an option, a foot pedal built into the base can be added, and it is easy to install.

Key specifications

Motor control	Integrated hand control / handset with built-in control panel
Number of Position Memories	3
Seat angle range	0-10 °
Heating	No
Chair rotation	Yes
LED light in the base	No
Facial hole	Yes
SuperSoft Padding	No
Headrest extension	0-15 cm
Folding armrests	Yes
Removable armrests	Yes
Wheels	Optional

3 Sections

4

185 cm

59-83 cm

52-87 cm

9 cm

180 kg

PU/gris

No

147 x 85 x 83 / 94 kg

60 x 18 x 28 / 9.35 kg


Accessories



Roll holder



Pedal (for both sides of the stretcher)




Bed cover




Wheels


Key features



4 independent motors



Gynecological stirrups



Antigravity

Technical drawings and measurements





SIMUS GYN

WKE036.4.A66.GYN

SIMUS GYN es un sillón eléctrico ginecológico de 4 motores para exploración y tratamientos de larga duración. La altura, el respaldo, el reposapiés y la inclinación se regulan por separado, con función Antigravity para mantener una postura cómoda en sesiones largas. Las perneras ginecológicas se adaptan a cada paciente y se extraen sin esfuerzo. El colchón es de 3 secciones y se alarga en los pies; los reposabrazos se sincronizan con el asiento, y el sillón incluye bloqueo durante el tratamiento y función reset. Como opción, puede incorporar un pedal a ambos lados integrado en la propia base, de fácil instalación.

Especificaciones técnicas

Control de los motores	mando de mano-botonera integrada y mando de pie
Número de Memorias de posición	3
Rango ángulo del asiento	0-10 °
Calefacción	No
Rotación del sillón	Sí
Luz LED en la base	No
Agujero facial	Sí
Acolchado SuperSoft	No
Extensión del cabezal	0-15 cm
Reposabrazos abatibles	Sí
Reposabrazos extraíbles	Sí
Ruedas	Opcionales

3 secciones

4

185 cm

59-83 cm

52-87 cm

9 cm

180 kg


PU/gris

No

147 x 85 x 83 / 94 kg

60 x 18 x 28 / 9.35 kg


Accesorios



Portarrollos



Pedal (para ambos lados de la camilla)



Bed cover




Ruedas


Características destacadas



4 motores independiente s



Perneras ginecológicas



Antigravity

Dibujos técnicos y medidas





SIMUS GYN

WKE036.4.A66.GYN

SIMUS GYN è una poltrona ginecologica elettrica a 4 motori per visite e trattamenti di lunga durata. Altezza, schienale, poggiatesta e inclinazione si regolano separatamente, con funzione Antigravity per mantenere una postura comoda nelle sessioni lunghe. Le perne ginecologiche si adattano a ogni paziente e si estraggono senza sforzo. Il materasso è a 3 sezioni e si allunga nella parte dei piedi; i braccioli si sincronizzano con il sedile e la poltrona include il blocco durante il trattamento e la funzione reset. In opzione, può includere un pedale integrato nella base, facile da installare.

Specifiche chiave

Controllo dei motori	Comando a mano con pulsantiera integrata
Numero di Memorie di posizione	3
Range di inclinazione della seduta	0-10 °
Riscaldamento	No
Rotazione della poltrona	Sì
Luce LED alla base	No
Agujero facciale	Sì
Ammortizzazione SuperSoft	No
Estensione del poggiatesta	0-15 cm
Reposabrazos ribaltabili	Sì
Reposabrazos estraibili	Sì
Ruote	Opcionali

3 Sezioni

4

185 cm

59-83 cm

52-87 cm

9 cm

180 kg

PU/gris

No

147 x 85 x 83 / 94 kg

60 x 18 x 28 / 9.35 kg


Accessori




Portarotolo



Pedale (per entrambi i lati del lettino)




Copertura per letto




Ruote

Caratteristiche chiave



4 motori indipendenti



Perne ginecologiche



Antigravity

Disegni tecnici e misure





SIMUS GYN

WKE036.4.A66.GYN

SIMUS GYN ist ein elektrischer gynäkologischer Stuhl mit 4 Motoren für Untersuchungen und längere Behandlungen. Höhe, Rückenlehne, Fußstütze und Neigung werden getrennt verstellt, mit Antigravity-Funktion für eine bequeme Haltung bei langen Sitzungen. Die gynäkologischen Beinhalter passen sich jeder Patientin an und lassen sich mühelos abnehmen. Die Matratze hat 3 Teile und lässt sich am Fußende verlängern; die Armlehnen bewegen sich synchron mit dem Sitz, und der Stuhl verfügt über eine Verriegelung während der Behandlung sowie eine Reset-Funktion. Optional lässt sich ein in die Basis integriertes Pedal ergänzen, das einfach zu installieren ist.

Technische Angaben

Motorsteuerung	Handbedienung mit integriertem Bedienfeld und Fußbedienung
Anzahl der gespeicherten Positionen	3
Sitzwinkelbereich	0-10 °
Heizung	Nein
Drehung des Stuhls	Ja
LED-Licht an der Basis	Nein
Gesichtsöffnung	Ja
Supersoft-Polsterung	Nein
Kopfstützenverlängerung	0-15 cm
Klappbare Armlehnen	Ja
Entfernbbare Armlehnen	Ja
Rollen	Optional

3 Teile	4
185 cm	59-83 cm
52-87 cm	9 cm
180 kg	PU/gris
Nein	147 x 85 x 83 / 94 kg
60 x 18 x 28 / 9.35 kg	

Zubehör




Papier-Rollenhalter

Pedalfuß (für beide Seiten der Liege)

Frottee-Bezug

Rollen

Hauptmerkmale



4 unabhängige Motoren

Gynäkologische Beinhalter

Antigravity

Technische Zeichnungen und Maße





SIMUS GYN

WKE036.4.A66.GYN

SIMUS GYN est un fauteuil gynécologique électrique à 4 moteurs pour l'examen et les traitements de longue durée. La hauteur, le dossier, le repose-pieds et l'inclinaison se règlent séparément, avec la fonction Antigraité pour garder une posture confortable pendant les séances longues. Les jambières gynécologiques s'adaptent à chaque patiente et se retirent sans effort. Le matelas compte 3 sections et se prolonge au niveau des pieds ; les accoudoirs se synchronisent avec l'assise, et le fauteuil inclut un verrouillage pendant le traitement ainsi qu'une fonction de réinitialisation. En option, il peut recevoir une pédale intégrée à la base, facile à installer.

Spécifications clés

Commande des moteurs	Télécommande manuelle avec boîtier de commande intégré
Nombre de mémoires de position	3
Plage d'inclinaison de l'assise	0-10 °
Chauffage	Non
Rotation du fauteuil	Oui
Lumière LED à la base	Non
Trou faciale	Oui
Revêtement ultra doux	Non
Extension de la tête	0-15 cm
Accoudoirs rabattables	Oui
Accoudoirs amovibles	Oui
Roulettes	Opcionales

3 Sections

4

185 cm

59-83 cm

52-87 cm

9 cm

180 kg

PU/gris

Non

147 x 85 x 83 / 94 kg

60 x 18 x 28 / 9.35 kg


Accessoires




Porte rouleau



Pédale (pour les deux côtés de la table de massage)



Housse de lit




Roulettes

Caractéristiques clés



4 moteurs indépendants



Jambières gynécologiques



Antigraité

+34 938 249 020
info@weelko.com

Camí Garreta, 92,
08600 Berga, Barcelona

Fiche technique

Dessins techniques et mesures

