

Taburete Basico Fast

Taburete para fisioterapia

A66.1023A

Práctico taburete de
diseño ergonómico.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Asiento plano y circular con altura regulable mediante pistón de gas.
- Tapizado blanco en PU gris de alta calidad y base cromada con 5 ruedas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Dimensiones tapizado	Ø34x7,5 cm
• Peso	6 kg
• Tapizado	PU
• Altura	53/73 cm
• Color	Gris
• Peso máximo soportado	120 kg
• Ruedas	5