

Taburete Con Respaldo Comfort

Taburete para fisioterapia

A66.1025B

Taburete con respaldo de diseño ergonómico y elegante con asiento plano y circular



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipado con 3 palancas para ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento.
- Tapizado en PU gris de alta calidad y base cromada con 5 ruedas muy estable.
- La base cromada con 5 ruedas garantiza gran estabilidad y movilidad, convirtiéndolo en una opción ideal para centros médicos, estéticos y de bienestar.

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Peso	9,3 kg
• Tapizado	PU
• Regulación altura	53/73 cm
• Color	Gris