



75 x 28 x 24 / 8 kg

THERAP+

1003

Infrared lamp with 275 W bulb, designed for thermotherapy treatments in professional settings. Its articulated arm makes movement easy and allows the lamp to be fixed in the desired position with total comfort. Equipped with a 5-wheel base that ensures maximum stability and mobility within the cabin.

Key specifications

Lens diameter	20 cm
Protective cover	Metal grille
Color temperature	2300 K
Light intensity control	Yes
Type of lighting	Thermal infrared
Head rotation	360 °
Base weight	3.5 kg
Bulb lifespan	5000 h
Maximum arm length	105.5 cm
Protection class	Class I
Adjustable light	Yes



75 x 28 x 24 / 8 kg

THERAP+

1003

Lámpara emisora de infrarrojos con bombilla de 275 W, indicada para tratamientos de termoterapia en entornos profesionales. Su brazo articulado facilita el movimiento y permite fijar la lámpara en la posición deseada con total comodidad. Equipada con base de 5 ruedas que garantizan máxima estabilidad y movilidad dentro de la cabina.

Especificaciones técnicas

Diámetro de la lente	20 cm
Tapa protectora	Rejilla metálica
Temperatura de color	2300 K
Control de intensidad de luz	Sí
Tipo de iluminación	Infrarroja térmica
Rotación del cabezal	360 °
Peso de la base	3.5 kg
Vida útil de la bombilla	5000 h
Largo máximo del brazo	105.5 cm
Clase de protección	Clase I
Luz ajustable	Sí



 75 x 28 x 24 / 8 kg

THERAP+

1003

Lampada a infrarossi con lampadina da 275 W, indicata per trattamenti di termoterapia in ambienti professionali. Il suo braccio snodabile facilita il movimento e consente di fissare la lampada nella posizione desiderata con la massima comodità. Dotata di base con 5 ruote che garantisce la massima stabilità e mobilità all'interno della cabina.

Specifiche chiave

Diametro della lente	20 cm
Tappo protettivo	Griglia metallica
Temperatura di colore	2300 K
Controllo dell'intensità della luce	Sì
Tipo di illuminazione	Infrarosso termico
Rotazione della testina	360 °
Peso della base	3.5 kg
Durata della lampadina	5000 h
Lunghezza massima del braccio	105.5 cm
Classe di protezione	Classe I
Luce regolabile	Sì



75 x 28 x 24 / 8 kg

THERAP+

1003

Infrarotlampe mit 275-W-Glühbirne, geeignet für Thermo-therapie-Behandlungen in professionellen Umgebungen. Ihr Gelenkarm erleichtert die Bewegung und ermöglicht es, die Lampe bequem in der gewünschten Position zu fixieren. Ausgestattet mit einer Basis mit 5 Rollen, die maximale Stabilität und Mobilität in der Kabine gewährleisten.

Technische Angaben

Linsendurchmesser	20 cm
Schutzabdeckung	Metallgitter
Farbtemperatur	2300 K
Lichtintensitätsregelung	Ja
Beleuchtungsart	Thermisches Infrarot
Drehung des Kopfteils	360 °
Gewicht der Basis	3.5 kg
Lebensdauer der Birne	5000 h
Maximale Armlänge	105.5 cm
Schutzklasse	Klasse I
Einstellbares Licht	Ja



75 x 28 x 24 / 8 kg

THERAP+

1003

Lampe émettrice infrarouge avec ampoule de 275 W, indiquée pour les traitements de thermothérapie en environnements professionnels. Son bras articulé facilite le mouvement et permet de fixer la lampe dans la position souhaitée en toute commodité. Équipée d'une base à 5 roulettes garantissant une stabilité et une mobilité maximales dans la cabine.

Spécifications clés

Diamètre de l'objectif	20 cm
Couvercle protectrice	Grille métallique
Température de couleur	2300 K
Contrôle de l'intensité lumineuse	Oui
Type d'éclairage	Infrarouge thermique
Rotation de la tête	360 °
Poids de la base	3.5 kg
Durée de vie de l'ampoule	5000 h
Longueur maximale du bras	105.5 cm
Classe de protection	Classe I
Lumière ajustable	Oui