

Presoterapia Airboots

Sistema de compresión inalámbrico para la recuperación

BE0001

Las Air Boots son un sistema de compresión neumática secuencial inalámbrico, diseñado para aplicar presiones controladas en las extremidades inferiores mediante cámaras de aire superpuestas.

Su objetivo principal es favorecer la recuperación muscular, mejorar la circulación venosa y linfática, y reducir la fatiga de forma segura y eficaz.



ELEMENTOS INCLUIDOS:

2 botas

2 módulos de control

Baterías

Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo para uso profesional con marcado CE y FDA
- 5 niveles de ajuste de presión
- Equipo sin cables
- Baterías extraíbles de carga
- Diseño de las botas sin costuras y en 5 secciones
- App para el control
- Diseño en cremallera
- 5 modos de masaje disponibles

Puedes disfrutar utilizando las botas de masaje de compresión para piernas con familiares o amigos en cualquier momento y lugar para relajar los músculos de las piernas y aliviar la fatiga; El diseño de carga de la batería extraíble le permite deshacerse de las limitaciones de la conexión inalámbrica y sin intubación, y el material a prueba de sudor y el sudor es más fácil de limpiar, lo que facilita el masaje de relajación.

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Tipo de compresión	Secuencial e intermitente
• Cámaras de aire	5 compartimentos superpuestos para cobertura total sin puntos ciegos

Modos de trabajo:

- Alivio de la fatiga
- Recuperación deportiva

Cuidados profundos

• Niveles de presión	5 ajustes configurables según tolerancia y necesidad
• Control	panel táctil integrado + APP móvil (Bluetooth)
• Alimentación	Batería extraíble con autonomía de hasta 4 h
• Material	Textil técnico impermeable y resistente al sudor, fácil de limpiar
• Accesorios incluidos	Bolsa de transporte

BENEFICIOS PRINCIPALES



Mejora hemodinámica: estimula el retorno venoso y reduce la estasis sanguínea.



Drenaje linfático: disminuye edema e inflamación periférica.



Recuperación muscular: reduce el dolor post-esfuerzo (DOMS) y la rigidez.



Prevención de lesiones: favorece la oxigenación tisular y la eliminación de metabolitos.

