

G15 LED FACIAL MASK

WKMED000076

High-density LED phototherapy facial mask, foldable, made of medical-grade silicone. Indicated for facial rejuvenation, anti-acne, anti-ageing and skin repair treatments. The controller is sold separately and lets you select the mode, brightness and pulse. It fits the face with straps and includes eye protectors.

Key specifications

Number of LEDs	122
USB power supply	5V/2A (Type-C)
Control unit	Independent controller
Material principal	Silicona de grado médico
Ajustes de temporizador	600 s
Wavelength	415 , 590 , 660 , 850 nm
Number of programs	6
Battery capacity (mAh)	3000
Intensity range	50 / 75 / 100
Number of wavelengths	4



↔ 31 cm

↗ 20.7 cm

↓ 0.45 cm

📦 25 x 15 x 30 / 1.1 kg

G15 LED FACIAL MASK

WKMED000076

Máscara facial de fototerapia LED de alta densidad, plegable, en silicona de grado médico. Indicada para tratamientos faciales de rejuvenecimiento, anti-acné, anti-edad y reparación de la piel. El mando va aparte y permite elegir el modo, el brillo y el pulso. Se ajusta al rostro con correas e incluye protectores oculares.

Especificaciones técnicas

Número de LEDs	122
Alimentación USB	5V/2A (Type-C)
Unidad de control	Controlador independiente
Material principal	Silicona de grado médico
Ajustes de temporizador	600 s
Longitud de onda	415 , 590 , 660 , 850 nm
Número de programas	6
Capacidad batería (mAh)	3000
Rango de intensidad	50 / 75 / 100
Número de longitudes de onda	4



↔ 31 cm

↗ 20.7 cm

↓ 0.45 cm

📦 25 x 15 x 30 / 1.1 kg



↔ 31 cm

↗ 20.7 cm

↓ 0.45 cm

📦 25 x 15 x 30 / 1.1 kg

G15 LED FACIAL MASK

WKMED000076

Maschera facciale per fototerapia LED ad alta densità, pieghevole, in silicone di grado medicale. Indicata per trattamenti viso di ringiovanimento, anti-acne, anti-età e riparazione della pelle. Il comando è venduto a parte e permette di scegliere la modalità, la luminosità e l'impulso. Si adatta al viso con cinghie e include protezioni per gli occhi.

Specifiche chiave

Numero di LED	122
Alimentazione USB	5V/2A (Type-C)
Unità di controllo	Controller indipendente
Material principal	Silicona de grado médico
Ajustes de temporizador	600 s
Lunghezza d'onda	415 , 590 , 660 , 850 nm
Numero di programmi	6
Capacità della batteria (mAh)	3000
Raggio di intensità	50 / 75 / 100
Numero di lunghezze d'onda	4

G15 LED FACIAL MASK

WKMED000076

Faltbare LED-Gesichtsmaske für Phototherapie mit hoher Dichte, aus Silikon in Medizinqualität. Geeignet für Gesichtsbehandlungen zur Verjüngung, gegen Akne, gegen Hautalterung und zur Hautreparatur. Die Steuerung wird separat verkauft und ermöglicht die Wahl von Modus, Helligkeit und Impuls. Sie wird mit Bändern am Gesicht fixiert und enthält Augenschutz.

Technische Angaben

Anzahl der LEDs	122
USB-Stromversorgung	5V/2A (Type-C)
Steuereinheit	Separate Steuerung
Material principal	Silicona de grado médico
Ajustes de temporizador	600 s
Wellenlänge	415 , 590 , 660 , 850 nm
Anzahl der Programme	6
Batteriekapazität (mAh)	3000
Intensitätsbereich	50 / 75 / 100
Anzahl der Wellenlängen	4



↔ 31 cm

↗ 20.7 cm

↓ 0.45 cm

📦 25 x 15 x 30 / 1.1 kg



↔ 31 cm

↗ 20.7 cm

↓ 0.45 cm

📦 25 x 15 x 30 / 1.1 kg

G15 LED FACIAL MASK

WKMED000076

Masque facial de photothérapie LED haute densité, pliable, en silicone de qualité médicale. Indiqué pour les soins du visage de rajeunissement, anti-acné, anti-âge et de réparation de la peau. La commande est vendue séparément et permet de choisir le mode, la luminosité et l'impulsion. Il s'ajuste au visage avec des sangles et comprend des protections oculaires.

Spécifications clés

Nombre de LEDs	122
Alimentation USB	5V/2A (Type-C)
Unité de commande	Contrôleur indépendant
Material principal	Silicona de grado médico
Ajustes de temporizador	600 s
Longueur d'onde	415 , 590 , 660 , 850 nm
Nombre de programmes	6
Capacité de la batterie (mAh)	3000
Rang d'intensité	50 / 75 / 100
Nombre de longueurs d'onde	4