



↔ 28.5 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 37 x 28 x 14 / 2.6 kg

UTECH HIGH CONDUCTIVITY

F317A.N

Facial electrostimulation (EMS) device with high conductivity electrodes, designed for toning and muscle stimulation treatments in the treatment room. Its stimulation system combines several independent EMS channels with included electrodes that distribute the current evenly across the facial area, achieving a more effective and comfortable treatment. It features guided EMS muscle programs with adjustable intensity control, adapting to the needs of each treatment and skin type. Its digital display allows precise, easy management of the session parameters. The treatment promotes non-invasive facial toning, activates circulation and metabolism, helps eliminate toxins and provides a relaxing effect. Its compact tabletop format and quiet operation make it an ideal piece of equipment for everyday use in the treatment room.

Key specifications

Intensity range	0-15
Number of EMS channels	2
Number of electrodes included	6
Muscle EMS programs	4
Max. output intensity (mA)	6.5 mA



↔ 28.5 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 37 x 28 x 14 / 2.6 kg

UTECH HIGH CONDUCTIVITY

F317A.N

Equipo de electroestimulación (EMS) facial con electrodos de alta conductividad, diseñado para tratamientos de tonificación y estimulación muscular en cabina. Su sistema de estimulación combina varios canales EMS independientes con electrodos incluidos que distribuyen la corriente de forma uniforme por la zona facial, logrando un tratamiento más eficaz y confortable. Incorpora programas EMS musculares guiados con control de intensidad ajustable, adaptándose a las necesidades de cada tratamiento y cada tipo de piel. Su pantalla digital permite gestionar de forma precisa y sencilla los parámetros de la sesión. El tratamiento favorece la tonificación facial no invasiva, activa la circulación y el metabolismo, ayuda a eliminar toxinas y proporciona un efecto relajante. Su formato compacto de sobremesa y su funcionamiento silencioso lo convierten en un equipo ideal para el día a día de la cabina.

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	0-15
Nº canales EMS	2
Nº electrodos incluidos	6
Programas EMS muscular	4
Intensidad máx. salida (mA)	6.5 mA



↔ 28.5 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 37 x 28 x 14 / 2.6 kg

UTECH HIGH CONDUCTIVITY

F317A.N

Dispositivo di elettrostimolazione (EMS) facciale con elettrodi ad alta conducibilità, progettato per trattamenti di tonificazione e stimolazione muscolare in cabina. Il suo sistema di stimolazione combina diversi canali EMS indipendenti con elettrodi inclusi che distribuiscono la corrente in modo uniforme sull'area del viso, garantendo un trattamento più efficace e confortevole. Include programmi EMS muscolari guidati con controllo dell'intensità regolabile, adattandosi alle esigenze di ogni trattamento e tipo di pelle. Il suo display digitale consente di gestire in modo preciso e semplice i parametri della seduta. Il trattamento favorisce la tonificazione facciale non invasiva, attiva la circolazione e il metabolismo, aiuta a eliminare le tossine e offre un effetto rilassante. Il suo formato compatto da banco e il funzionamento silenzioso lo rendono un dispositivo ideale per l'uso quotidiano in cabina.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	0-15
N° canali EMS	2
N° elettrodi inclusi	6
Programmi EMS muscolari	4
Intensità max. uscita (mA)	6.5 mA



UTECH HIGH CONDUCTIVITY

F317A.N

Gerät zur elektrischen Muskelstimulation (EMS) im Gesicht mit hochleitfähigen Elektroden, entwickelt für Straffungs- und Muskelstimulationsbehandlungen im Behandlungsraum. Das Stimulationssystem kombiniert mehrere unabhängige EMS-Kanäle mit mitgelieferten Elektroden, die den Strom gleichmäßig über den Gesichtsbereich verteilen und so eine effektivere und angenehmere Behandlung ermöglichen. Es verfügt über geführte EMS-Muskelprogramme mit einstellbarer Intensitätssteuerung, die sich an die Anforderungen jeder Behandlung und jedes Hauttyps anpassen. Das digitale Display ermöglicht eine präzise und einfache Verwaltung der Sitzungsparameter. Die Behandlung fördert die nicht-invasive Gesichtssstraffung, aktiviert die Durchblutung und den Stoffwechsel, hilft beim Abbau von Giftstoffen und wirkt entspannend. Dank seines kompakten Tischformats und des leisen Betriebs ist es ein ideales Gerät für den täglichen Einsatz im Behandlungsraum.

Technische Angaben

Intensitätsbereich	0-15
Anzahl der EMS-Kanäle	2
Anzahl der Elektroden inklusive	6
Muskel-EMS-Programme	4
Max. Ausgangsintensität (mA)	6.5 mA

↔ 28.5 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 37 x 28 x 14 / 2.6 kg



↔ 28.5 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 37 x 28 x 14 / 2.6 kg

UTECH HIGH CONDUCTIVITY

F317A.N

Appareil d'électrostimulation (EMS) faciale à électrodes haute conductivité, conçu pour les traitements de tonification et de stimulation musculaire en cabine. Son système de stimulation combine plusieurs canaux EMS indépendants avec électrodes incluses, répartissant le courant de manière uniforme sur la zone du visage pour un traitement plus efficace et confortable. Il intègre des programmes EMS musculaires guidés avec un contrôle d'intensité réglable, s'adaptant aux besoins de chaque traitement et de chaque type de peau. Son écran numérique permet de gérer de façon précise et simple les paramètres de la séance. Le traitement favorise la tonification faciale non invasive, active la circulation et le métabolisme, aide à éliminer les toxines et procure un effet relaxant. Son format compact de table et son fonctionnement silencieux en font un appareil idéal pour un usage quotidien en cabine.

Spécifications clés

Rang d'intensité	0-15
N° canaux EMS	2
N° d'électrodes inclus	6
Programmes EMS musculaires	4
Intensité max. sortie (mA)	6.5 mA